

TBS 缓冲液（浓缩液）

试剂组成

A20120A0211	规格	数量
TBS 缓冲液（浓缩液）	2L（终浓度）/瓶	1 瓶
说明书		1 份

产品介绍

本产品主要成分有 Tris · HCl, NaCl。主要用于免疫印迹, 免疫组化和酶联免疫等实验中清洗非特异性结合的抗体。

运输与储存

本产品采用冰袋或常温运输（根据目的地和同运产品而定）。产品在收到后应立即贮存于室温。如果贮存于室温, 有效期为运达后 1 年。

产品使用限制

本产品只用于分子生物学研究。其不应用于诊断、预防和治疗疾病。在使用本产品时应遵从相应的注意事项。

操作说明

1. 取 TBS 缓冲液（浓缩液）加入蒸馏水或去离子水, 稀释至 2000mL, 配制成 1X 的 TBS 缓冲液, 充分混匀即可使用。

注意事项

1. 配制 1X 的 TBS 缓冲液时, 若没有适当容器, 可按照实验需要量 10 倍稀释 TBST 缓冲液（浓缩液）后使用;
2. 使用时稀释成 1X 的 TBS 缓冲液, 可加入 0.05% Tween-20, 用于免疫印迹膜清洗;
3. 配制好的 TBS 缓冲液长期不用时建议低温保存, 若缓冲液出现结晶析出, 请于 37°C 水浴至完全溶解后使用;
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴防护手套操作。

技术支持

BioTNT 为其所提供的技术支持质量和效率而自豪。我们的技术支持部门在样品及检测领域及对 BioTNT 产品具有丰富的实践经验和充足的理论知识。如果您对 Western 或其它产品有问题或遇到困难, 请联系我们, 无需迟疑。BioTNT 客户是我们产品改进和特殊应用信息的主要来源。您所提供的信息对于 BioTNT 的研究人员很有帮助。当您对产品性能或新的应用及新的技术有任何建议时, 我们希望您能及时联系我们。

有关技术支持和更多信息, 请浏览 www.biotnt.com 的网页或致电 BioTNT 的技术支持部门。