

Biolinkedin® 基础 mRNA 纯化试剂盒

包装清单

名称	货号	包装
Biolinkedin® 基础 mRNA 纯化试剂盒	NK-1002	盒

产品概述

Biolinkedin® 基础 mRNA 纯化试剂盒是基于 Oligo-dT 包被磁珠特别设计开发的预制缓冲液，为 mRNA 纯化提供最佳的稳定条件。用于从动物组织、植物或细胞中提取的总 RNA 快速纯化出高纯度且完整的 mRNA，可用于分子生物学的各种下游实验。

试剂盒组成

结合缓冲液	5 mL
洗涤液	5 mL
RNase-Free H ₂ O	5 mL

操作流程

此试剂盒仅用于搭配 Oligo-dT 包被磁珠使用，具体操作流程见我司 Oligo-dT 包被磁珠或 mRNA 纯化试剂盒说明书。

相关产品

货号	产品名称
L-3002	Oligo-dT 包被磁珠
NK-1001	mRNA 纯化试剂盒
NK-1002	基础 mRNA 纯化试剂盒